



**È NEI LEGAMI PIÙ STRETTI
CHE MI SENTO PIÙ FORTE**

SISTEMA A 2 PEZZI NATURA®+

LA QUALITÀ DELLA VITA DEI TUOI PAZIENTI INIZIA CON IL LORO LEGAME CON LA SACCA





Pensate per offrire ai tuoi pazienti un legame sicuro tra la cute e la placca

Prevencono le irritazioni prima che si manifestino

Abbiamo realizzato una tecnologia idrocolloidale all'avanguardia rivoluzionando la cura della stomia. Siamo esperti nel preservare l'integrità della cute peristomiale.

Riducono al massimo il rischio d'infiltrazioni

È dimostrato che i nostri adesivi all'avanguardia forniscono un sigillo protettivo di lunga durata pensato per mantenere integra la cute.

Le Tecnologie Stomahesive® e Durahesive® aiutano a mantenere la cute integra e garantiscono sicurezza e comfort

La tecnologia Stomahesive®

è pensata per frequenti cambi di sacca e in caso di effluenti formati.

Stomahesive® è costituita da una miscela esclusiva di componenti adesive e idrocolloidali.



La tecnologia Durahesive® è progettata per garantire una maggior tenuta del dispositivo e in caso di effluenti liquidi. Durahesive® avente la stessa composizione di base dello Stomahesive® include anche gli elastomeri che ne potenziano la resistenza agli effluenti irritanti.



Placche con Tecnologia Modellabile

La soluzione ottimale per ogni paziente con stomia:

- Estroflesse > 8mm
- Grandi, rotonde, ovali o di forma irregolare

Stop all'uso delle forbici

Ideale anche per i pazienti con scarsa manualità che hanno difficoltà a tagliare.

L'esclusiva Tecnologia Modellabile™ di ConvaTec è clinicamente testata per prevenire e ridurre le irritazioni della cute peristomiale*

86.2% dei pazienti che è passato alle barriere modellabili ha migliorato lo stato della propria cute.

95,6% dei pazienti che ha provato le barriere modellabili dall'immediato post operatorio ha preservato la cute integra.



Arrotola e schiaccia l'adesivo modellabile



Applica la barriera alla cute



"EFFETTO MEMORIA"
L'adesivo "torna indietro" e abbraccia i contorni della stomia



"EFFETTO COLLO DI TARTARUGA"
L'adesivo gelifica riducendo il rischio di infiltrazioni

Placche Convesse

Un sigillo protettivo tra la placca e la cute

La placca convessa può offrire un legame più sicuro tra la cute e la barriera cutanea.

Per chi sono indicate?

Le soluzioni convesse Natura®+ sono pensate per gestire vari tipi di stomia: introflesse, retratte o in caso di addome flaccido o globoso.



Un legame forte nasce dalla sicurezza dell'aggancio tra sacca e placca

Un legame di cui i tuoi pazienti possono fidarsi

- Sicuro ed ermetico contro le infiltrazioni.
- Il click sonoro garantisce il corretto aggancio tra placca e sacca

Sistema di aggancio con soffietto

Agganciare placca e sacca è diventato più facile e atraumatico

- 2 volte più spazio per le dita (1 cm) rispetto a qualsiasi altra flangia di sollevamento¹.
- il soffietto riduce la pressione sull'addome anche per i pazienti nel post-operatorio.
- la placca si adatta all'addome mantenendo un profilo basso e discreto.

Placche a soffietto disponibili nelle seguenti versioni:

- Modellabile piana
- Ritagliabile piana
- Ritagliabile convessa



Sollevare la flangia per agganciare la sacca senza esercitare pressione sull'addome



Il soffietto si abbassa per garantire la massima discrezione sotto i vestiti



Un legame sicuro nasce dalla scelta della sacca adatta alle proprie esigenze

Sacca a fondo aperto



Gamma disponibile: Opaca | Opaca con finestra | Trasparente | Trasparente senza filtro

Sacca a fondo chiuso

Indicata per la gestione della colostomia e in caso di effluenti formati.



Sacca per urostomia

Comfort e discrezione per gestire l'urostomia

Saldature centrali

per ripartire le urine uniformemente sul fondo da evitare lo sciaibordio dei liquidi all'interno della sacca.

Valvola anti-reflusso

impedisce il ritorno dell'urina verso l'alto e il suo ristagno intorno allo stoma.



Soft Tap

Rubinetto morbido e flessibile



INDISPENSABILI PER LA CURA E IL COMFORT QUOTIDIANO

Una gamma completa di Accessori di Qualità



ESENTA™ Rimuovi adesivo

Aiuta a rimuovere in modo delicato la placca ed a eliminare i residui di adesivo dalla cute. Lascia la pelle liscia e setosa



ESENTA™ Film protettivo

Crea una sottile barriera protettiva tra cute e placca. Protegge fino a 72 ore*



Pasta Stomahesive®

Livella le irregolarità della cute intorno alla stomia migliorando l'adesione della placca



Polvere Stomahesive®

Protegge la pelle irritata assorbendo l'essudato e favorendo l'adesione del sistema di raccolta



Anello Stomahesive®

Sigilla il contorno della stomia, proteggendo la pelle dal contatto con gli effluenti



Diamonds™ Bustine gelificanti antiodore

Le bustine sono assorbenti, gelificano le feci liquide e ne catturano gli odori grazie alla tecnologia ActivOne™ Odour



Ease™ Strips cerotti idrocolloidali

Sottili strisce idrocolloidali che aiutano a mantenere adesiva la placca alla cute e si adattano al corpo del paziente, seguendone tutti i movimenti

Invita i tuoi pazienti ad iscriversi gratuitamente al servizio ME+



Consulenza
psicologica



Campioni di
prodotto
gratuiti



Informazioni
in tempo reale



Riabilitazione
fisica



800.930.930*

Il numero per essere
al tuo fianco ogni giorno

*Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00
o mandaci un e-mail all'indirizzo
convatel.italia@convatec.com



convatec

— forever caring —